



VIRUSMASZK



1, Helyezze a maszkot az arcára úgy, hogy az orrát és a száját takarja, az állcsúcsot is beleértve.



3, Formálja a fémbetétet a középső és mutatóujjával szorosan az orrnyeregre.

ELDOBHATÓ FFP2 SZELEP NÉLKÜLI MASZK



2, Rögzítse a maszkot az arcán: akassza a gumipántokat a fülére.



4, Igazítsa a maszkot az arcára úgy, hogy az orr, száj és az állcsúcs körül is szorosan zárjon.